


uVision Air

OS-1202 Instruction Sheet



Thank you for purchasing the OSIM uVision Air. Please read this instruction sheet thoroughly before using the uVision Air. It is your guide to a safe and efficient operation.

Safety

- This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved.
- Children aged 7 and below shall not play with the product.
- The product must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on appliance.
- The product has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the product.
- Do not use the product if you are not feeling well.
- Do not store the product where it will be exposed to direct sunlight, excessive dust or humidity.
- Do not use the product in temperatures higher than 40°C.
- Do not wash the product or immerse it in water.
- Do not use the product in an environment with water.


- Keep the product away from pets and children.
- The product must be disconnected from the supply mains when removing the battery.
- This product contains batteries that are only replaceable by skilled persons.
- The battery must be removed from the product before it is scrapped.
- The battery is to be disposed of safely.
- This product contains batteries that are non-replaceable by user, do not attempt to disassemble or repair the product. Contact OSIM Service Center* for any examination, repair and battery removal.

*Please visit us at www.OSIM.com for information on the nearest service center.

⚠ Caution

- Only use the USB cable provided for charging.
- Do not leave the product unattended during charging.
- Do not use or rest on the product during charging.
- Product should be charged in an environment between 0 to 40°C.
- Please be mindful of your fingers when folding and unfolding the uVision Air.

Name of parts and operation




1. Power ON/OFF & Program selector switch
- Press and hold [⏻] for 2 seconds to switch product on/off. (Program will be at 'Med' when on)
- Press [⏻] to cycle through the 3 auto programs. (Soft, Med, Hard)
2. Adjustable, elastic head strap
3. Massage pad
4. Micro USB jack
5. USB cable

Charging the uVision Air

- Connect the USB cable to electronic devices such as laptop, USB wall power adaptor or portable charger.
- Insert the USB cable into the micro USB connector jack of the uVision Air.
- The product will not operate during charging mode.
- Each full charge (approximately 2-3 hours) lasts up to 240 min of usage (Usage time varies base on the program selected).

LED light indicator

- The LED indicator will turn ON and emit a blinking white light when battery level is running low.
- The LED indicator will turn ON and emit a blinking white light while charging.
- The LED indicator will turn ON and emit a steady white light when the battery is fully charged.



Fitting on the uVision Air

- The uVision Air is to be used as shown above only. Covering your eyes completely.
- Tighten or loosening the product by adjusting the strap until you feel comfortable. To experience a better massage, it is recommended that the product is strapped securely on your face.

Product care and storage

- Do not stack heavy items on the product.
- Before cleaning, ensure that the product is turned off and disconnected from the power source.
- Use a soft, dry lint-free cloth for daily cleaning. Do not use volatile liquids such as benzene, thinner or gasoline for cleaning.

Specifications

Model	OSIM uVision Air
Model Number	OS-1202
USB Input	5 V 1A
Dimension	21 (L) X 7.5 (W) X 4 (H) cm
Net Weight	Approx. 300g
Gross Weight	Approx. 770g



Note

Note

uVision Air 傲胜护眼乐 Air OS-1202 说明书

感谢您购买 OSIM uVision Air 傲胜护眼乐 Air。使用前请仔细阅读说明书，并特别注意安全事项，以便正确操作和使用本产品。说明书提供使用者安全及有效的操作方式，请在阅毕后妥为收藏，以便日后参考查询。

安全事项

- 此产品只能用于 8 岁以上的儿童。身心功能障碍者、缺乏产品知识或使用经验者得经过安全使用的监督或周全指导，并了解产品所涉及的危害才能使用。
- 7 岁以下儿童不宜使用此产品。
- 请确保产品使用额定或更低的电压，并符合产品规格需求。
- 产品在操作时会产生热度。对热不敏感的人，必须谨慎使用。
- 请避免在身体不适时使用产品。
- 切勿将产品摆放于阳光直射，过度潮湿或灰尘密集的环境。
- 请勿在室温超过摄氏 40 度之处使用产品。


- 请勿清洗产品或将本产品浸在水里。
- 请勿在有水的环境中使用产品。
- 请确保儿童及宠物与本产品保持距离。
- 取出电池时，产品必须与供电电源断开。
- 本产品包含只能由技术人员更换的电池。
- 在产品被报废前，请将产品中的电池取出。
- 请妥善的处理电池抛弃。
- 本产品包含不可自行更换的电池，请勿尝试拆卸或修理产品。请联系OSIM服务中心*以进行任何检查，维修和取出电池。

* 有关维修服务中心所在地点，请浏览 www.OSIM.com

⚠ 小心

- 限使用本产品内所附的 USB 缆线充电。
- 请勿在无人看管下充电。
- 请勿在充电的同时使用产品，或倚靠在产品上。
- 请维持产品充电环境在摄氏 0 至 40 度以内。
- 折叠和展开 uVision Air 时请注意手指。

配件名与操作




- 「开/关」和程序选择
 - 按住 [⏻] 2 秒钟以打开/关闭产品。（启用后，程序将在“中”处）
 - 按 [⏻] 在 3 个自动程序之间循环。
- 可调式弹性头带
- 按摩垫
- 微型 USB 接口
- USB 电源线插头

uVision Air 充电

- 将 USB 缆线插头连接至电子设备，如笔记本电脑、USB 插墙电源适配器或移动电源。
- 将 USB 缆线插入位于 uVision Air 的微型 USB 插孔。
- uVision Air 在充电时不会被启动。
- 充电时间约 2-3 小时，提供长达 240 分钟的使用时间（所选程序将会影响使用时间）。

LED 充电显示灯

- 电池快没电时，LED 显示灯会闪烁白光。
- 电池充电时，LED 显示灯会闪烁白光。
- 电池充足后，LED 显示灯会持续发出白光。



穿戴 uVision Air


- 确保穿戴后的 uVision Air 完整地盖住眼部。
- 运用扣带调整伸缩性头带直到感觉舒适为止。为获得较好的按摩享受，建议您让 uVision Air 紧密贴合脸部。

产品保养及收纳

- 请勿在产品上堆放重物。
- 清洁前确保产品已关闭。
- 使用柔软干燥的无绒布进行日常清理。不要使用挥发性液体，如苯，稀释剂或汽油清理。

规格说明

产品名称	OSIM uVision Air 按摩器 (傲胜护眼乐 Air)
产品型号	OS-1202
USB 缆线输入	5伏特 1安培
尺寸	21 (长) x 7.5 (宽) x 4 (高) 厘米
净重	约300克
毛重	约770克



III 该设备为三类设备

uVision Air OS-1202 說明書

感谢您購買 uVision Air。使用前請詳細閱讀說明書，並特別注意安全事項，以便正確操作和使用本產品。說明書提供使用者安全及有效的操作方式，請在閱畢後妥為收藏，以便日後參考查詢。

安全事項

- 此產品只能用於 8 歲以上的兒童。身心功能障礙者、缺乏產品知識或使用經驗者得經過安全使用的監督或周全指導，並了解產品所涉及的危害才能使用。
- 7 歲以下兒童不宜使用此產品。
- 請確保產品使用額定或更低的電壓，並符合產品規格需求。
- 產品在操作時會產生熱度。對熱不敏感的人，必須謹慎使用。
- 請避免在身體不適時使用產品。
- 切勿將產品擺放於陽光直射，過度潮濕或灰塵密集的環境。
- 請勿在室溫超過攝氏40度之處使用產品。


- 請勿清洗產品或將本產品浸在水裡。
- 請勿在有水的環境中使用產品。
- 請確保兒童及寵物與本產品保持距離。
- 取出電池時，產品必須與供電電源斷開。
- 本產品包含只能由技術人員更換的電池。
- 在產品被報廢前，請將產品中的電池取出。
- 請妥善的處理電池拋棄。
- 本產品包含不可自行更換的電池，請勿嘗試拆卸或修理產品。請聯繫OSIM服務中心*以進行任何檢查，維修和取出電池。

* 有關維修服務中心所在地點，請瀏覽www.OSIM.com

⚠ 小心

- 限使用本產品內所附的 USB 纜線充電。
- 請勿在無人看管下充電。
- 請勿在充電的同時使用產品，或倚靠在產品上。
- 請維持產品充電環境在攝氏 0 至 40 度以內。
- 折疊和展開 uVision Air 時請注意手指。

配件名與操作




- 「開/關」和程式選擇
 - 按住 [⏻] 2 秒鐘以打開/關閉產品。（啟用後，程式將在“中”處）
 - 按 [⏻] 在 3 個自動程式之間循環。
- 可調式彈性頭帶
- 按摩墊
- 微型 USB 接口
- USB 電源線插頭

uVision Air 充電

- 將 USB 纜線插頭連接至電子設備，如筆記本電腦、USB 插牆電源適配器或行動電源。
- 將 USB 纜線插入位於 uVision Air 的微型 USB 插孔。
- uVision Air 在充電時不會被啟動。
- 充電時間約 2-3 小時，提供長達 240 分鐘的使用時間（所選程式將會影響使用時間）。

LED 充電顯示燈

- 電池快沒電時，LED 顯示燈會閃爍白光。
- 電池充電時，LED 顯示燈會閃爍白光。
- 電池充足後，LED 顯示燈會持續發出白光。



穿戴 uVision Air

- 確保穿戴後的 uVision Air 完整地蓋住眼部。
- 運用扣帶調整伸縮性頭帶直到感覺舒適為止。為獲得較好的按摩享受，建議您讓 uVision Air 緊密貼合臉部。

產品保養及收納

- 請勿在產品上堆放重物。
- 清潔前確保產品已關閉。
- 使用柔軟乾燥的無絨布進行日常清理。不要使用揮發性液體，如苯，稀釋劑或汽油清理。

規格說明

產品名稱	OSIM uVision Air
產品型號	OS-1202
USB 纜線輸入	5伏特 1安培
尺寸	21 (長) x 7.5 (寬) x 4 (高) 公分
淨重	約300公克
毛重	約770公克



III 該設備為三類設備